

Exigences de Surveillance de la Température des Vaccins

- Les lignes directrices nationales (2015) et provinciales exigent l'enregistrement manuel des températures actuelle, minimale et maximale du réfrigérateur ET de la température ambiante, au début et à la fin de chaque journée (les températures min/max doivent être réinitialisées après chaque enregistrement) — modèles de journaux disponibles
- Affichage numérique à placer à l'extérieur du réfrigérateur (Ontario : résolution min. 0,1 °C), sonde au centre (de préférence dans une boîte à vaccins)
- Sondes à bouteille (fluide glycol bio-sécuritaire) recommandées pour une lecture plus précise
- Bouton de réinitialisation requis pour remettre à zéro min/max après chaque enregistrement
- Alarme à régler à 3 °C (bas) et 7 °C (haut) pour signaler une sortie de plage
- Vérification de l'étalonnage au moins une fois par an, précision ±0,5 °C (±1 °F)
- Indicateur de batterie faible requis — piles à remplacer tous les 6 mois

Exigences Générales de Stockage des Vaccins

- ✓ Maintenir les températures de stockage requises
- ✓ Maintenir un inventaire suffisant
- ✓ Dispositif de surveillance de la température étalonné à l'intérieur de chaque compartiment
- ✓ Réfrigérateur dédié exclusivement au stockage des vaccins
- ✓ Placer dans un endroit sécurisé
- ✓ Étalonnage précis à ±0,5 °C (±1 °F)
- ✓ Enregistrer la température du réfrigérateur deux fois par jour
- ✓ Contacter les autorités de santé publique si les vaccins sont hors plage de température



General Vaccine Storage Requirements:

- ✓ Maintain required vaccine storage temperatures
- ✓ Hold sufficient inventory
- ✓ Have a calibrated temperature-monitoring device inside each storage compartment
- ✓ Refrigerator is dedicated to the storage of vaccines only
- ✓ Be placed in a secure location
- ✓ Recommended thermometer calibration should be accurate within **±0.5°C (±1°F)**
- ✓ Record refrigerator temperature twice daily
- ✓ Contact public health officials if vaccines are exposed to temperatures outside the recommended range

